

# APOLO Ver1.0.0.16リリースノート

このリリースノートは、APOLO Ver1.0.0.16導入についての注意事項などについて記載しています。

APOLOをご利用の際は、必ず内容の確認をお願いいたします。

また、これらの内容はユーザーのフィードバックを受けて更新されることがあります。

随時、最新情報をご確認ください。

最新情報は <https://www.idkcorp.com/apolo/> でご確認いただけます。

## 1. 導入についての注意

### 1-1 アップデート適用環境について

APOLO Ver1.0.0.16アップデートを利用される場合はAPOLO Ver1.0以降の環境が必要です。

### 1-2 APOLO Ver1.0について

■動作環境 **※Windows7には対応していません**

対応OS：Windows8.1 無印/Professional(32bit、64bit)

Windows10 Home/Pro(32bit、64bit)

Windows11 Home/Pro

メモリ：4GB以上を推奨

ハードディスク：使用可能ディスク領域5GB以上を推奨

ディスプレイ：1024×768ドット(XGA)以上の解像度、TrueColor(32bit)

.NETバージョン：.NET Framework3.5以上

CD/DVD-ROMドライブ対応機種 ※外付けでも可

### 1-3 インストールについて

APOLOをサーバ・クライアントで複数台利用されている場合は全ての環境でアップデートを行ってください。

※APOLOが起動している場合は、必ずAPOLOを閉じてからアップデートを実行してください。

(1)[https://www.idkcorp.com/apolo/file/installer/APOLO\\_Update\\_1.0.0.16\\_installer.zip](https://www.idkcorp.com/apolo/file/installer/APOLO_Update_1.0.0.16_installer.zip)から  
Zipファイル(APOLO\_Update\_1.0.0.16\_installer.zip)をダウンロードしてください。

(2)ZipファイルはAPOLOがインストールされているPCで解凍してください。

(3)「APOLO\_Update\_1.0.0.16\_installer.exe」を実行してください。  
実行するとセットアップウィザードへようこそその画面が表示されます。



(4)「完了」ボタンを押下するとセットアップウィザードは終了します。



(5)アップデート完了後、作業で使用した「APOLO\_Update\_1.0.0.16\_installer.zip」や「APOLO\_Update\_1.0.0.16\_installer.exe」は削除してください。

## 2. 不具合対応一覧(A1BF-APOLO1.0 Bug Fixed : APOLO1.0バグ管理番号)

APOLO Ver1.0で判明した不具合に関し、APOLO Ver1.0.0.16で実施した内容を列記します。

■A1BF-00012 主治医意見書、医師意見書  
参照作成時、意見書作成回数が「初回」になってしまう問題を改修しました。

下記について、その他軽微な不具合を改修しました。

- ・固定文書のプレビュー表示  
(紹介状、フリー文章、生活習慣病療養計画書、主治医意見書、医師意見書、  
訪問看護指示書、精神科訪問看護指示書、特別訪問看護指示書、精神科特別訪問看護指示書)
- ・トレンドグラフ
- ・時系列表示(レーダー)
- ・単回表示(表示セットメニュー修正/削除)
- ・主治医意見書(保険者詳細、診察・検査内容入力)
- ・医師意見書(診察・検査内容入力)
- ・サマリ編集(過去修正、複数印刷、画像印刷)